

CARRO PORTA CILINDRO

Carro cilindro tipo E o D – INDURA LIFECARE

Descripción

SAP:1003088

El **Carro porta cilindros** puede ser utilizado para cilindros del **tipo E o D**.

Es de producción nacional y está pensado para facilitar el traslado del cilindro de un lugar a otro, lo que genera independencia y movilidad para el usuario.



Características

- Carro para transporte de tubo de oxígeno de 0,7 M³ o de 1 M³ (tipo E o D, respectivamente)
- Estructura metálica tubo 7/8 pulgadas x 1.0 mm zincado
- Base con dos ruedas y topes para mayor estabilidad
- Color Gris
- Fabricación Nacional

Notas:

- Indura S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios sin aviso en esta hoja y en el producto
- Fotografía referencial