

HUMIDIFICADOR

HUMIDIFICADOR REUSABLE – INDURA LIFECARE

Descripción

SAP: 1031362

El **Humidificador Reusable** de **INDURA LIFECARE**, permite aportar humedad al flujo de oxígeno que será utilizado por el paciente que requiere de un aporte adicional de oxígeno. Fabricado con materiales de alta resistencia, lo que le permite ser útil incluso ante una alta rotación de pacientes.



Notas:

- Indura S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios sin aviso en esta hoja y en el producto
- Fotografía referencial

Especificaciones

Especificación	Descripción
General	
Marca	<ul style="list-style-type: none"> • INDURA Lifecare – J. Summit Co.
Procedencia	<ul style="list-style-type: none"> • Tailandia
Material de fabricación	<ul style="list-style-type: none"> • Policarbonato
Material de la tuerca	<ul style="list-style-type: none"> • Bronce cromado
Presión de servicio	<ul style="list-style-type: none"> • Puede ser utilizado en forma segura hasta 5 PSI
Capacidad	<ul style="list-style-type: none"> • 500 ml de agua bidestilada en total
Limites de capacidad	<ul style="list-style-type: none"> • Nivel superior: 375 ml • Nivel inferior: 175 ml
Filtro	<ul style="list-style-type: none"> • Lavable
Dimensiones	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x 18 cms (Diámetro x Alto)
Métodos de desinfección	<ul style="list-style-type: none"> • Oxido de Etileno o Autoclave • Antes de esterilización limpiar con detergente medio profundamente. No utilizar detergentes alcalinos, ni abrasivos o trapos que puedan rallar el material • En Autoclave por 15 a 20 minutos a 121° C o por 3 a 5 minutos a 132° C