

Aspirador Schuco®

Calidad en que se puede confiar.



S230A5
&
S230A6

El Desempeño Para Satisfacer Hasta al Más Exigente

Schuco® es ampliamente conocido por sus productos de alta calidad y confiabilidad en la industria hospitalaria y el cuidado domiciliario. La línea de aspiradores Schuco ha evolucionado para cumplir con los cambios en los estándares de calidad y ofrecer al cliente el aspirador perfecto para sus necesidades.

- Certificada UL; cumple con los requisitos IEC 60601-1
- Rango de flujo por arriba de los 40 litros por minuto
- La unidad está equipada con un cable de conexión de calidad hospitalaria
- Frascos de almacenamiento resistentes a trizaduras
- Alto rango de succión para cubrir diferentes necesidades - arriba de 560 mm Hg (22" Hg)
- La flexibilidad de la base para el frasco permite el uso de varias medidas
- Manómetro libre de vibración para una fácil lectura

**Schuco**
byAllied

Aspiradores Schuco®



S230A5 & S230A6
14" Largo x 8" Ancho x 11" Alto
(356 mm x 203 mm x 280 mm)
18 lbs. (8.16 kg)

ESPECIFICACIONES

Rango de Succión:	Capacidad de 560 mm Hg (22" Hg)
Tasa de Flujo:	Mayor de 40 litros por minuto
Nivel de Sonido:	Por debajo de los 58 decibeles
Temperatura para su funcionamiento:	0°C-40°C (32°F-104°F)
Certificado UL:	Cumple con los requisitos IEC 60601-1
Garantía :	24 meses de garantía limitada

Para Ordenar

S230A5	Aspirador, 800 cc frasco desechable, 1 tubo con filtro, base de metal, 230V/50Hz
S230A6	Aspirador, 800 cc frasco desechable, 1 tubo con filtro, base de metal, 220V/60Hz

ACCESORIOS

S1160BA-RPL	Frascos Desechables, 800 cc (5/caja)
S1160BA-CS	Frascos Desechables, 800 cc (70/caja)
S1160-RPL	Frascos Desechables, 1200 cc (4/caja)
S1160A-RPL	Frascos Desechables, 2000 cc (4/caja)
S1160BS-RPL	Frascos Reusables (lavar en lavadora de platos), 800cc (5/caja)
S1160BS-CS	Frascos Reusables (lavar en lavadora de platos), 800cc (70/caja)
S610100	Set de mangueras de succión (1c/u 180 cm & 38 cm punta reforzada azul PVC, manguera 1/4")
01-90-3928	Filtro Desechable Hydrofobico, ambos lados 1/4" espiga (paquete de 3)



ISO 13485: 2003

Allied Healthcare Products, Inc. • 1720 Sublette Avenue • St. Louis, Missouri 63110
314/771-2400 • 800/444-3954 • Fax: 314/771-0650 • www.alliedhpi.com
International offices in Europe, Asia, and South America

U.S.
Toll Free: 800/444-3940
Fax: 800/477-7701

Canada & Mexico
Toll Free: 800/446-0552
Fax: 800/246-6201

International
Telephone: 314/268-1683
Fax: 314/771-5183

Todas las especificaciones son nominales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

Form 23-00-0008-ES
September 2011